



Créer des appels
Patient avec le
QuickTrigger®

Ballon Test de Précision QuickLung®

Apprendre et Tester avec facilité et précision

Dans le monde réel, les patients respirent spontanément et présentent une large variété de compliances et de résistances. Les ventilateurs doivent répondre à ces conditions. Mais sans un ballon test réglable et capable de simuler des respirations patient, comment peut-on s'assurer de la bonne réponse du ventilateur ou enseigner la gestion de la ventilation?

Le QuickLung répond au besoin d'avoir un ballon test qui simule de manière réaliste et rapidement des types de patient, il est de plus compact, précis, facile à utiliser — et léger pour votre budget.

Utiliser le QuickLung pour

- Former le personnel afin de tirer pleinement profit des modes de ventilation et des fonctionnalités des ventilateurs, y compris les déclenchements spontanés;
- Tester la façon dont les ventilateurs réagissent en condition réelle ... avec une variété de types de patients différents;
- démontrer les nouvelles fonctionnalités des ventilateurs;
- atteindre un niveau plus élevé de sécurité pour les soins aux patients.



Le combinaison du QuickLung et du Breather Permet la simulation de respiration spontanée du patient dans des modes variés – Des fonctionnalités réservées jusqu'ici aux Simulateurs de haute gamme.

MORGATE BIOMEDICAL

117 Route de Carrières Bat B2
78400 Chatou
06 27 09 58 62 info@morgate.fr www.morgate.fr

Spécialistes de la Simulation Respiratoire




INGMAR MEDICAL

QuickLung

Vos exigences sont élevées ...les nôtres aussi !

Installation facile: connectez simplement votre ventilateur et sélectionnez les Paramètres. Aucune alimentation électrique n'est nécessaire.



QuickLung Avantages:

La conception du QuickLung et les matériaux utilisés Lui donne de sérieux avantages sur les ballons classiques.

- Le système de plaques d'aluminium et de soufflet fournit une simulation respiratoire plus linéaire et plus reproductible.
- Les ressorts de compliance fournissent une grande précision et sont faciles à modifier pour un scénario de patient.
- Seul le QuickTrigger vous permet de créer des efforts respiratoires avec de véritables pressions négatives pour le déclenchement du ventilateur.

Aucun autre poumon test ne propose ce niveau de performance et de polyvalence à ce prix

©2011 IngMar Medical, Ltd.

Le Système QuickLung

QuickLung forme le noyau d'un système modulaire que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

En plus du BREATHER, (voir page précédente) les options suivantes sont également disponibles:

-PMG pour le Breather
(Pulmonary Mechanics Graphics)

Montrent des boucles et des formes d'onde sur votre ordinateur pour enseigner les termes, les paramètres et les formats graphiques..

-QuickLung Jr.

Simule des patients pédiatriques. Offre des caractéristiques et fonctionnalités complètes au QuickLung en réduisant la compliance et le volume tidal (C3, C7, C15).

-Double QuickLung

Compartimente les possibilités des ballons (différentes compliances, résistances et fuites) en combinant deux QuickLungs.

-Calibration

Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur une version calibrée du QuickLung.

MORGATE BIOMEDICAL

117 Route de Carrières Bat B2
78400 Chatou
06 27 09 58 62 info@morgate.fr www.morgate.fr

Spécialistes de la Simulation Respiratoire

INGMAR MEDICAL

